



PRODUKTSPEZIFIKATION



Produkt: SALVEQUICK PFLASTERSPENDER

Referenznummer: 490700



1. Allgemeine Beschreibung

Ein Spender für Wundschnellverband (Pflaster), in dem die Pflaster bis zur Verwendung sauber und trocken gelagert werden. Wird ein Pflaster benötigt, kann dieses einfach mit einer Hand herausgezogen und auf die Wunde appliziert werden. Der Spender fungiert außerdem als Antidiebstahlsystem.

2. Verwendungszweck

Zu Verwendung in Erste-Hilfe-Situationen auf kleineren Wunden.

3. Technische Beschreibung

Produktabmessungen

(L x B x H) cm: 5 x 23 x 11

Material

Grüne Teile: Polystyrol und ABS-Kunststoff
Transparente Klappe: Polykarbonat
Dichtungsprofile: EPDM-Kautschuk (synthetischer Kautschuk)
Kunststoffpflaster: Siehe Produktspezifikation für REF 6036
Textilpflaster: Siehe Produktspezifikation für REF 6444

4. Zusammensetzung

Konsumentenverpackung

<u>Ref#</u>	<u>Produkt/Material</u>	<u>Menge</u>
xxxxxx	Spender und Klappe	<u>1</u>
6036	Kunststoffpflaster (45)	1
6444	Textilpflaster (40)	1

Transportverpackung

Anzahl Konsumentenverpackungen in der	20
Transportverpackung:	
Abmessungen (L x B x H) cm:	32 x 51 x 24
Gewicht (kg):	6,0



PRODUKTSPEZIFIKATION



5. Kennzeichnung

Produkt/Konsumentenverpackung

Cederroth-Adresse, Telefon- und Faxnummer, Webadresse
Produktname, Referenznummer
Chargennummer,
Verfalldatum, EAN-Code

Symbole: LOT, USE BY

Transportverpackung

Cederroth-Adresse, Telefon- und Faxnummer, Webadresse
Produktname, Referenznummer
Chargennummer, Verfalldatum, EAN-Code
Menge

Symbole: LOT, USE BY

6. Lagerbedingungen

Das Produkt sollte zum höchstmöglichen Schutz bis zur Verwendung in der Originalverpackung gelagert werden.

Haltbarkeit: 5 Jahre ab Produktionsdatum

7. Zubehör

Zur Verwendung dieses Produkts ist kein Zubehör notwendig.

Genehmigt:

QA&RA Mgr

Digital unterzeichnet von QA&RA Mgr
DN: cn=QA&RA Mgr, o=Wound Care
Cederroth AB, ou, E=
Mail=firstaid@cederroth.com, c=SE
Datum: 22.12.2010 08:23:48 +01'00'